



Formalin er blant annet **kreftfremkallende** og må håndteres med største forsiktighet.

#### Vi anbefaler at:

- Innånding unngås.
- Beskyttelse benyttes for å unngå kontakt med hud og øyne.

#### For å unngå eksponering av personer som håndterer forsendelser:

- Kontroller at rør er tilstrekkelig lukket.
- Pakk rørene i trykkpose eller annen egnet pose.

#### Teknisk informasjon

Formaldehyd 4% vandig oppløsning, buffret Q path® Formalin 10%

#### Faremerking



#### Faresetninger

H350 Kan forårsake kreft
H341 Mistenkes for å kunne gi genetiske skader
H302 Farlig ved svelging
H312 Farlig ved hudkontakt
H332 Farlig ved inhalering
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon